

Instrucțiuni de utilizare Aparat de masaj facial și tratamente cosmetice de înfrumusețare cu ultrasunete 10W

Aparatul cu Ultrasunete și Fotoni pentru tratament facial este un aparat ultramodern care include tehnologii de vârf ce pot fi combinate simultan pentru aplicarea a 2 terapii benefice asupra îngrijirii tenului și a epidermei.

1. Lumina soarelui include o mulțime de lumini, lungimi de undă, lumini infrarosii, lumini vizibile (implicit roșii, portocaliu, galbene, verzi, negre, purpuriu) lumini ultraviolete etc;
2. Aparatul cuprinde fotoni colorați, instrumente din care se pot folosi șapte tipuri de culori în undă de lumină, renascând pielea prin aplicarea dispozitivului.
3. Șapte tipuri de lumina sunt folosite pentru că sunt diferite funcții ale pielii datorită lungimii de undă diferite:
 - (1) Lumina Roșie (R) lungime de undă 640 nm
 - (2) Lumina Albastră (B) lungime de undă 480 nm
 - (3) Lumina Verde (G) lungime de undă 518 nm
 - (4) Lumina Purpurie (R+B) lungime de undă 640 nm
 - (5) Lumina (R+G) lungime de undă 590 nm
 - (6) Lumina Verde (G+B) lungime de undă 640 nm
 - (7) Lumina Alba (R+B+G) lungime de undă 510nm

Date tehnice:

Frecvența de ieșire: 10W

Voltaj ieșire: DC-24V

Frecvența: 50-60Hz

Ambalaj: 21cm x 18cm x 6cm

Functii:

- A. Diferite culori intermitente cu tehnici cinetice, arata prin studii clinice si medicale facute de experti, urmatoarele efecte au confirmat urmatoarele:
1. Cu funcția în membrana celulară, reglează acizii grași ai celulei, promovează crearea în celulă, trezește metabolismul celular, stocând energia pe care celulele o au nevoie;
 2. Crescand membrana celulară in oxigen și apă pentru o masura profunda, pot face ca celulele să absoarbă mai mult oxygen.
 3. Ajuta mecanismul de apărare naturală a corpului, crește concentrația plasmatică a albuminei din plasmă etc. compoziția sângelui, astfel întărind imunitatea corpului uman;
 4. Ajuta reproducerea fibrei de collagen;
 5. Promoveaza cresterea de noi vase de sange;
 6. Reguleaza sistemul nervos al corpului uman;
 7. Ajuta circulatia sistemului limfatic;
 8. Grabeste sinteza AND-ului si proteinei in corp, obtinand o piele delicata.

Ultrasunete: Ultrasunetele patrund adanc prin fiecare 1 000 000 frecvențe înalte, functia de ultrasunet in corpul omenesc se transforma in energie termala, facand un masaj mic si foarte neted celulelor pielii in timp ce incalzesc si ajuta la circulatia sangelui capilarelor corpului omenesc, accelereaza metabolismul, imbunatateste abilitatea de aparare a corpului omenesc, activeaza celulele pielii si impiedica inmultirea germenilor.

Lumini intermitente colorate cinetice

1. Lumini intermitente cinetice de energie eliberand în jurul lungimii de undă de 400 nm-2000 nm, se pot observa imediat un amestec de lumina cu infrarosu;
2. Luminile acestea au mai mult avantaj decat a luminii soarelui, pentru ca nu contin ultraviolete, nu vor bronză si arde pielea, nu vor cauza cancer de piele si nu vor rani ochii;
3. De asemenea, au mai mult avantaj ca laserul, pentru că lungimea de undă a laserului este lungă si patrunde adanc in piele, dar luminile cinetice spre deosebire de concentratia laserului sunt doar la 1:00, avand o intindere mai buna a tratamentului cu energie.
4. Pulsarea luminilor cinetice contin o cantitate mica de lumina cu infrarosu, va ridica in siguranta temperatura pielii cu 1-3 grade.

Caracterul biologic BIO:

1. Nu va dauna: caracterul BIO are o reacție bună;
2. Reacție: după încetarea tratamentului, rezultatele nu se vor vedea imediat, ci după o perioadă de timp.
3. Permeabilitate marită a epidermei, prin sonoforeza - unde sonore, printr-o presiune acustică, direcționează particulele active ale cremelor și serumurilor (de fermitate, sau anti-ageing) în profunzime, la 1 cm sub nivelul pielii;
4. Activează și accelerează nutriția la nivel celular și tisular, redând pielii supletea și tonicitatea, pielea devine mai luminoasă; îmbunătățește metabolismul celular și circulația sanguină conferind lifting facial; efect defibrozanț pentru tratarea ridurilor,
5. Efect de stimulare al metabolismului celular și al activării de fibroblaste necesari producerii de colagen. Este stimulată eliberarea toxinelor din celule și transferarea lor în sistemul limfatic

EFECTELE EMISIILOR DE FOTONI ÎN FUNCȚIE DE CULOARE :

- Culoarea Rosie (R) Efect de regenerare: Funcție biologică stimulează și activează celulele îmbunătățind circulația sanguină și formarea de colagen, se folosește în mod principal pentru a obține efecte împotriva îmbătrânirii și anti-oxidării pielii
- Funcție terapeutică : drenaj limfatic, face pielea mai catifelată, este potrivită pentru zona de din jurul ochilor și pe frunte, tonifică pielea, micșorează cicatricile, micșorează cearcanele, reduce porii
- Se poate aplica pe orice piele, recomandat în mod special pentru persoanele ce prezintă piele uscată cu ton stins și fără strălucire. Este un puternic biostimulent, activând rezervele de energie și stimulând circulația sanguină și limfatică. Un efect vizibil și demn de luat în considerare este revitalizarea pielii obosește și redarea luminozității tenului.
- Culoarea Verde (G) ajută la: reîntărirea sistemului imunitar, a sistemului circulator și al inimii, stabilizarea și stimularea sistemului hormonal, armonizarea organelor, relaxare mentală. Culoarea Verde reprezintă culoarea naturii, moderează stabilizarea efectului funcției între culoarea Albastră și culoarea Galben.
- Culoarea Albastră (B) are efect antiinflamator, antiseptic, antipiretic, decongestionant al durerii dar și catifelant, normalizează producția de sebum, excelent pentru piele iritată, antialergic, ideal în tratamentele antiacneice, ale herpesului, alergiilor solare și arsurilor solare.
- Aceasta este o lumină rece, lucrând adânc și curățând în piele, folosirea ei va aduce un simț proaspăt și răcoros,
- folosirea luminii albastre va stimula și relaxa pielea.

- Se poate aplica pe orice tip de piele.

Emisiile de fotoni penetreaza in profunzimea tesuturile, avand urmatoarele efecte benefice:

- Stimulează producția de colagen și reduce producția de melanină (eliminând petele)
- Trateaza acneea si iritatiile fetei
- Trateaza cearcanele si pungile din jurul ochilor
- Sporesc vascularizarea tesuturilor si elasticitatea pielii
- Stimulează și activează metabolismul celulelor epidermei
- Atenuează ridurile și liniile fine din jurul ochilor făcând pielea mai catifelată
- Tonificază musculatura și redă fermitatea pielii
- Calmeaza durerile si spasmele musculare

A. TERAPIA CU ULTRASUNETE

Acest tip de terapie este aplicat de foarte multa vreme cu rezultate benefice in medicina si in cosmetica.

Avantajele terapiei cu ultrasunete sunt:

- Ajuta orice crema cosmetica sau medicala sa patrunda mai adanc in piele, fata de aplicarea manuala a cremei.
- Practic, multiplica de 10-20 ori, adancimea de patrundere in piele a oricarei creme, marind considerabil efectul tratamentului cosmetic sau medical al respectivei creme !
- Tipul de unda este continua, fiind utilizata in special pentru micromasajul intern subcutanat și încălzirea celulelor
- Ultrasunetele se pot aplica combinat cu emisiile de fotoni sporind eficienta terapiilor !

Terapia cu Ultrasunete ajuta la:

- Îmbunatatirea circulatiei sanguine subcutanate.
- Îmbunatatirea secretiei de colagen.
- Eliminarea ridurilor.
- Tonifierea musculaturii si redarea fermitatii pielii.
- Dizolvarea stratului de grasime subcutanata.
- Controlul durerilor musculare, intinderilor, crampelor.

- Infrumuseteaza pielea, anuleaza punctele negre si cosurile; Curata tenul, Reduce ridurile si grasimea, Micromaseaza pielea.

- Reduce grasimea: elimina grăsimile si reduce greutatea corporala. Undele ultrasunete vibreaza de un million de ori pe secunda, ducand la efect de curatare a grasimilor si de incalzire. Ultrasunete simuleaza efectul unei diete, prin topirea grasimilor si eliminarea acestora din organism.

Este dovedit stiintific ca prin folosirea Aparatului Ultrasonic se pot obtine efecte satisfacatoare in urmatoarele afectiuni:

- tenul cuperozic
- pistrui
- cicatrice
- pete
- riduri
- cearcane si pungile de sub ochi
- imbunatatesta pielea ingrosata sau solzoasa.

FOLOSIREA SI INTRETINEREA corespunzatoare a aparatului:

- 1 Pentru a va asigura ca aparatul functioneaza bine, puneti o picatura de apa pe sonda de metal si porniti aparatul Ultrasonic. Daca observati picatura de apa miscandu-se, aceasta arata ca aparatul functioneaza in mod corespunzator.
- 2 Demachiati si curatati fata.
- 3 Miscati capatul aparatului in linie dreapta cu miscari circulare, intoarceti incet intr-un punct fix si miscati regulat in aceiasi directie.
- 4 Miscati aparatul in cercuri simetrice, intoarceti usor intr-un punct fix si miscati regulat in directia opusa.
- 5 Fruntea: miscati aparatul cu miscari circulare in sus si jos (timp de 4 minute).
- 6 Fata: miscati aparatul din partea de jos a maxilarului catre tampla, urcati cu miscari circulare (3 minute fiecare parte).
- 7 Sub obraji si ochi: miscati de jos in sus si opreste la tampla (3 minute fiecare parte)
- 8 Petele: puneti aparatul pe pata si miscati catre marginea fetei, nu opriti si miscati continuu (3 minute).
- 9 Gatul: miscati aparatul evitand partea centrala, de jos in sus (4 minute fiecare parte).
- 10 Ridurile: miscati aparatul de-a lungul ridurilor, daca miscarea e stopata poate avea efect negativ. Deci, miscati continuu de jos in sus (10 minute ptr intreaga fata).

Sugestii:

- in prima luna a tratamentului se face o sedinta de 5-10 min / zi
- in a doua luna a tratamentului nu mai mult de 15 min/zi

ATENȚIONARI:

1. Înainte de folosirea aparatului verificați dacă priza folosită are același voltaj ca și aparatul.
2. Nu folosiți sau depozitați aparatul într-un loc umed.
3. Nu folosiți Aparatul Ultrasonic timp de 30 încontinuu.
4. Nu demontați sau modificați acest aparat.
5. Nu spălați Aparatul direct cu apă.
6. Nu folosiți material de proastă calitate pentru a șterge aparatul sau convertorul ultrasonic (partea metalică).
7. Dacă în timpul folosirii apare o sensibilitate, usturime, durere sau orice alt disconfort opriți folosirea aparatului ultrasonic.
8. Când aparatul este în funcțiune nu îndreptați direct către ochi.
9. NU pastrați aparatul mai mult de 10 secunde în aceeași zonă.

A nu se folosi în următoarele circumstanțe:

A. FOTOTERAPIE CU LUMINI

- Situație actuală sau istoric de cancer.
- Sarcină sau alăptare.
- Infecții sau răni în zona de tratament.
- Istoric de cheloide.
- Piele sensibilă sau alergică.
- By-pass.
- Fotosensibilitate cunoscută pentru lumina LED.
- Utilizarea de medicamente cunoscute ce pot produce fotosensibilitate.
- Diabet.
- Vase varicoase în zona de tratament.
- Clienți ce vor fi supuși unei intervenții chirurgicale în scurt timp, dacă nu au consultat chirurgul în prealabil.

B. ULTRASUNETE:

- Folosirea aparatului este interzisă în următoarele cazuri :
- Dacă temperatura corpului este mai mare de 38 de grade
- Tumoare

- Sarcina
- Purtatoare de Pace Maker
- Pe urechi si in zona ochilor pe pleoape
- Dupa infarct
- Inflamatii la cavitatea bucala
- Boli venoase
- Hemoragie sau predispunerea la hemoragie
- Problemelor osoase
- Tensiune arterial
- Diferite boli dermatologice si lupus